

## Angivelse af metodeoplysninger i DEKSONline

Du skal være logget ind på [www.deksonline.dk](http://www.deksonline.dk), for at få adgang til metodeoplysningerne.

Vil du indtaste eller ændre metodeoplysning på HK-produkterne, skal du anvende en separat instruks, som du kan se her: <https://deks.dk/laboratorier/deksonline-vejledninger/>

### Indhold

Metodeoplysninger .....	1
Indsætte eller redigere metodeoplysninger .....	2
Aktivere komponenter og vælge metodeoplysninger .....	3
Ændre komponent-rækkefølge .....	3
Indberette resultater fra flere instrumenter .....	4
Flere resultat id'er .....	4
Tilføje flere indberetningssæt .....	4
Slette indberetningssæt .....	4

### Metodeoplysninger

Metodeoplysningerne kan bestå af 5 elementer:

- Instrument
- Reagens
- Metodeprincip
- Kalibrator
- Enhed

Det er ikke i alle EQA-programmer, at alle 5 elementer er relevante og derfor kan nogle være "låst".

Du kan ikke indberette resultater, før der er registreret metodeoplysninger.

Hvis det er første gang, du deltager i EQA-programmet, skal der være åbent for resultatindberetning, før du kan få adgang til metodeoplysningerne.

## Indsætte eller redigere metodeoplysninger

1. Klik på [[Resultat og metode](#)]

Karin Test2 Heidemann  
Tlf: 12345678  
Email: karin.test2@deks.dk

Laboratorie nr. 6.  
Testlaboratoriet, Testsektionen, Testsygehuset

Forsiden | Min side | Laboratorie info | Rapporter | Resultater | Bestilling | Afslut

**Søg efter produkter**  
Find og bestil EQA-programmer, kurser og kontrolmaterialer i det elektroniske katalog.

**Resultat og metode**  
Indrporter resultater og opdater dine metodeoplysninger.

Der er åbne resultatindberetninger

2. Du kan nu se de EQA-programmer, der er åbne for indberetning af resultater.

Karin Test2 Heidemann  
Tlf: 12345678  
Email: karin.test2@deks.dk

Laboratorie nr. 6.  
Testlaboratoriet, Testsektionen, Testsygehuset

Forsiden | Min side | Laboratorie info | Rapporter | Resultater | Bestilling | Afslut

[Vejledninger til DEKSONline](#)

**Indtast resultater**  
Klik på EQA programmet

EQA program	Indberetningsnr.	Åbnet	Lukker	Status
<a href="#">DK2011 - HK-serien, databehandling</a>	6-2021	21-06-2021	05-07-2021	0 / 2
<a href="#">DK9999 - DEKS Testprogram</a>	1-2021	04-03-2021	31-12-2021	1 / 1

Herunder kan du ændre dine metodeoplysninger.  
Klik på Resultat\_id/laboratorienummer.

EQA program	Resultat_id/laboratorienummer
DK3034 - Homocystein	<a href="#">6</a>
DK3253 - Frit hæmoglobin	<a href="#">6 - 9000</a>
DK3523 - Hæmoglobin med referencemetodeværdier	<a href="#">6</a>
DK3802 - Troponin I og T ved 99 percentilen af referenceområdet	<a href="#">6</a>
DK3033 - Methylmalonat	<a href="#">6 - 9000</a>
DK3728 - Hydrogencarbonat og total CO2	<a href="#">6</a>

3. Du kan se de EQA-programmer, du er tilmeldt.

Du kan indsætte/ændre metodeoplysninger på 2 måder:

4. Klik på [[Resultat\\_id/laboatorienummer](#)] ud for det EQA-program, du ønsker at indsætte eller redigere metodeoplysning for

eller

5. Hvis der er åbent for resultatindberetning, klikker du på EQA-programmet og på



## Aktivere komponenter og vælge metodeoplysninger

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kælenavn	Enhed (unit)	Reagens	Metodeprincip
6	<input type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele	Vælg evt. kælenavn (0)	Ikke valgt. (N	Ikke valgt. (Nothing sele	Ikke valgt. (Nothing sele
	<input type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele	Vælg evt. kæle	ng/L	Ikke valgt. (Nothing sele	Ikke valgt. (Nothing sele

Første gang du er på siden med metodeoplysninger vil der ikke være noget registreret

6. Aktiver den/de komponenter du ønsker at indberette for, ved at sætte  i  under "Aktiv".

7. Linjen bliver aktiv og du kan vælge de forskellige metodeelementer i rullegardinene.

- Det skal gøres for alle de aktive komponenter og du kan kun vælge imellem de valgmuligheder, der er i rullegardinet.
- Når der kun er en valgmulighed, fx ved enhed, er feltet låst.
- Hvis du vil angive et metodeelement, der ikke er på listen, vælger du "Ikke på listen". Nu bliver et tekstfelt synlig, og her kan du indtaste dine oplysninger.

Metodeprincip  
Ikke på liste (not in list) v  
Andet navn (enter info):  
[ ]

- Husk at gemme dine indtastninger løbende ved at trykke på [Gem].

8. Du har mulighed for at tildele dit instrument et selvvalgt kælenavn.

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kælenavn	Enhed (unit)	Reagens	Metodeprincip
	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	Vælg evt. kælenavn (0) Tilføj ny. (Add a nickname)	Ikke valgt. (N	Ikke valgt. (Nothing sele	Ikke valgt. (Nothing sele
	<input type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele	Vælg evt. kælenavn (0)		Ikke valgt. (Nothing sele	Ikke valgt. (Nothing sele

9. Klik på pilen ved rullegardinet og vælg "Tilføj ny"

Klik i tekstfeltet og indtast kælenavnet og klik på for at tilføje kælenavnet

Tilføj ny:  
[ ]

Hvis ikke alle de nødvendige felter er udfyldt korrekt, vil du få en fejlmeddelelse og intet bliver gemt. Du skal udfylde de manglende felter og gemme igen.

DEKOnline husker dine valg, så det er kun første gang og ved metodeændringer, du skal angive metodeoplysninger.

### Ændre komponent-rækkefølge

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kælenavn
2	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	KBA
1	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	ITA

10. Du kan ændre i rækkefølgen af komponenter ved at "trække" i komponenterne med muse-markøren og derved tilpasse rækkefølgen til de komponenter du ønsker at indberette. Eller indtast nummerering i felterne under "Sorter".

## Indberette resultater fra flere instrumenter

Ønsker du at indberette mere end et resultat pr. komponent skal du bruge enten flere indberetningsæt eller flere resultat id'er. Hvad du skal vælge, fremgår af de enkelte EQA-programmer.

### Flere resultat id'er

I enkelte EQA-programmer er det kun muligt at indberette et resultat pr. bestilling.

Ønsker du at indrapportere resultater fra flere instrumenter, tilføjes flere resultat-id'er via en produktkode, der er knyttet til EQA-programmet, fx 1017 DK *Hæmatologi. Ekstra databehandling til 3041 DK*, som tilkøbes til EQA-programmet 3041 DK *Hæmatologi*.


### 11. EQA-program med flere resultat-Id'er, 6 og 9000.

EQA program	Resultat_id/laboratorienummer
DK3034 - Homocystein	6
DK3253 - Frit hæmoglobin	6 - 9000
DK3523 - Hæmoglobin med referencemetodeværdier	6
DK3802 - Troponin I og T ved 99 percentilen af referenceområdet	6
DK3033 - Methylmalonat	6 - 9000
DK3728 - Hydrogencarbonat og total CO2	6

### Tilføje flere indberetningsæt

I nogle EQA-programmer er det muligt at indrapportere flere resultatsæt (fx op til 5) pr. bestilling.

Tryk på



#### Indberetningsæt 1

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kæler
1	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	ITA
2	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	KBA

#### Indberetningsæt 2

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kæler
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele)	Vælg evt. kælenav
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele)	Vælg evt. kælenav

Nu kan du se indberetningsættene. Indtast metodeoplysninger som beskrevet ovenfor.

### Slette indberetningsæt

#### Indberetningsæt 1

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kæler
1	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	ITA
2	<input checked="" type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	AQT90 FLEX, Radiomet	KBA

#### Indberetningsæt 2

Sorter	Aktiv	Komponent navn	Instrument	Instrument kæler
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P-Troponin I, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele)	Vælg evt. kælenav
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P-Troponin T, hjertemuskel {massek.}	Ikke valgt. (Nothing sele)	Vælg evt. kælenav

### 12. Ønsker du at slette et indberetningsæt, skal du klikke på